



## AVERTISSEMENT WARNING

Nous recommandons de suivre une formation de secourisme et une pratique adéquate avant d'utiliser ce traîneau pour un sauvetage réel.

**Nano Traino** se dégage de toute responsabilité relative aux accidents et à l'aggravation de blessures liés à l'utilisation du traîneau d'évacuation.

**Ce traîneau n'est PAS un dispositif d'immobilisation de la colonne vertébrale.**

**Ce traîneau n'est PAS conçu pour le sauvetage vertical.**

Poids maximal : 300 lbs.

We recommend that you take first aid training and practice before using your sled for a real rescue.

**Nano Traino** assumes no responsibility for accidents and aggravation of injuries related to the use of the evacuation sled.

**This sled is NOT designed for spinal immobilization.**

**This sled is NOT designed for vertical rescue.**

Maximum weight : 300 lbs.

## On veut de vos nouvelles !

Vous utilisez votre traîneau pour une évacuation ou une pratique ?

Vous avez des commentaires ou des suggestions ?

Écrivez-nous !

## We want to hear from you !

Did you use your sled for an evacuation or a practice ?

Do you have any comments or suggestions ?

Give us a shout !

 [info@nanotraino.com](mailto:info@nanotraino.com)

**NanoTraino**



# nano TRAINO



Fièremment conçu, testé et produit localement  
Proudly designed, tested and produced locally !



# nano TRAINO




Simple  
Simple




Léger  
Light



Durable  
Durable



- 1• Aligner les pieds sur la ligne  
Align feet on the line
- 2• Recouvrir les pieds  
Fold the feet
- 3• Croiser et attacher les sangles  
Cross and tie the straps
- 4• Tirer pour serrer  
Pull and tighten



## INSTALLATION RECOMMANDÉE RECOMMENDED SETUP

